

Anti-Cd105/Endoglin Monoklonaler Antikörper Für Elisa, Wb, Fc - P17813

Artikelnummer: CM0011081



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD105/Endoglin, validiert für ELISA, WB, FC. Zielt auf einen Angiogenese-Regulator; reagiert spezifisch mit humanem Endoglin, einem TGF-beta-Korezeptor. Ideal für vaskuläre Biologie und IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD105/Endoglin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	END; HHT1; ORW1
Spezies	Mensch
GeneID	2022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-337 von humanem CD105/Endoglin (NP_001108225.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	ELISA, WB, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17813
Proteingewicht	67 kDa/70 kDa
Versand	Eisbeutel