

Anti-Cd105/Endoglin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17813

Artikelnummer: CM0002126



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Anti-CD105/Endoglin-Antikörper, validiert für die Detektion von menschlichem Endoglin in WB, IHC-P und ELISA. Ideal für Forschung zu Angiogenese, TGF-beta-Signalisierung und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD105/Endoglin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem CD105/Endoglin (P17813) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17813
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel