

Anti-Cd105/Endoglin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q63961

Artikelnummer: CM0006319

Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD105/Endoglin, validiert für WB, FC und ELISA. Ideal für Angiogenese-Forschung, vaskuläre biologische Studien und Analyse von TGF-beta-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD105/Endoglin Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	Endo; CD105; S-Endoglin
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	2022
Gen-ID	13805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-581 von Maus-CD105 (NP_031958.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q63961
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eispackung