

Anti-Cd105/Endoglin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17813

Artikelnummer: CM0029082



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD105/Endoglin, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Angiogenese-Forschung und Endothelzellstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD105/Endoglin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2022
Gen-ID	2022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 26-337 von humanem CD105/Endoglin (NP_001108225.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17813
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel