

Anti-Cd107B (Lamp2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17047

Artikelnummer: CM0023783



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD107b (LAMP2) bei ~46 kDa gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Geeignet für Forschung zu lysosomaler Biogenese, Autophagie und Chaperon-vermittelten Autophagiewegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD107b Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3920
Gen-ID	16784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-189 von Maus-CD107b (NP_001017959.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P17047
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eistasche