

Monoklonaler Anti-Cd109-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Yhk3

Artikelnummer: CM0007329



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes CD109, ein GPI-verankertes Zellmembranprotein, für Western Blot und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Modulation der TGF-beta-Signalübertragung in Keratinozyten, Endothelzellen und Thrombozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD109-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CD109; CPAMD7; p180; r150; CD109-Antigen
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1024
GeneID	135228
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 223-462 des humanen CD109 entspricht. (NP_598000.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6YHK3
Proteingewicht	74 kDa/152 kDa/159 kDa/161 kDa
Versand	Kühlakku