


Anti-Cd10/Mme Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08473

Artikelnummer: CM0007559



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD10/MME (Neprilysin, CALLA). Validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Neprilysin-Funktion beim Peptidabbau, der kardiovaskulären Regulation und bei Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD10/MME Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4311
Gen-ID	4311
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 52-750 von humanem CD10/MME (NP_000893.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08473
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel