

Anti-Cd10/Mme Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Artikelnummer: CM0029566



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD10/MME (CALLA, Neprilysin), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Krebs-, Neurodegenerations- und Peptidhormonforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD10/MME Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 52-352 des humanen CD10/MME (NP_000893.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08473
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel