

Polyklonaler Anti-Cd112-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - P32507

Artikelnummer: CM0021652



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines CD112 (Nectin-2). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit humanem CD112. Modulator der T-Zell-Signalübertragung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD112-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; Nectin-2; CD112
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	5819
Gen-ID (Maus)	19294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-345 des murinen CD112 entspricht (NP_033016.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32507
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku