


Anti-Cd115/Csf-1R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P07333

Artikelnummer: CM0029127



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD115/CSF-1R (M-CSF-Rezeptor) gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für Studien zur Makrophagenbiologie, angeborenen Immunität und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD115/CSF-1R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1436
GenID	1436
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 873-972 von humanem CD115/CSF-1R (NP_005202.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07333
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel