

Anti-Cd116/Gm-Csfr α Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15509

Artikelnummer: CM0006368



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD116/GM-CSFR α (CSF2RA, CDw116). Validiert für WB und ELISA. Zielt auf die alpha-Untereinheit des Rezeptors für Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor mit niedriger Affinität ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD116/GM-CSFR α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1438
GenID	1438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-320 von humanem CD116/GM-CSFR α (NP_006131.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15509
Proteingewicht	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Versand	Eisbeutel