

Anti-Cd117 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05532

Artikelnummer: CM0024414



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD117/c-Kit (P05532), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Hämatopoese, Stammzellerhaltung und Melanogenese in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD117 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	16590
GenID	16590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-523 von Maus-CD117 (NP_001116205.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel