

Anti-Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10721

Artikelnummer: CM0012380



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD117/c-Kit (c-Kit, CD117, SCFR) für Western Blot, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Validiert für die Humanforschung in Stammzellbiologie, Onkologie und Mastzellerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD117/c-Kit Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3815
GeneID	3815
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 871-976 von humanem CD117/c-Kit entspricht (NP_000213.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel