

Anti-Cd117/C-Kit Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10721

Artikelnummer: CM0026713



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD117/c-Kit (KIT), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Stammzell-, Krebs- und Hämatopoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD117/c-Kit Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Spezies	Human
GeneID (Human)	3815
GeneID	3815
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 867-976 von humanem CD117/c-Kit (NP_000213.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10721
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel