

## Anti-Cd117/C-Kit Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10721

Artikelnummer: CM0014120



### Einführung

Anti-CD117/c-Kit Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Immunogen aus rekombinantem Protein. Forschungsanwendung in der Stammzellbiologie, Hämatopoese, Melanogenese und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD117/c-Kit Kaninchen pAb                                                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit                                                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                            |
| GenID (Human)     | 3815                                                                                                                                                             |
| GenID             | 3815                                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 210-412 von humanem CD117/c-Kit (NP_000213.1) entspricht) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                               |
| SWISS             | P10721                                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 110kDa                                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                        |