

Anti-Cd117/C-Kit Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05532

Artikelnummer: CM0007073



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Maus CD117/c-Kit (Stammzellfaktor-Rezeptor), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zu Hämatopoese, Stammzellbiologie und onkogene Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD117/c-Kit Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfsc03; CD117/c-Kit
Art	Maus
GeneID (Mensch)	16590
GeneID	16590
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	23KDa/109KDa
Versand	Eisbeutel