

Anti-Cd117/C-Kit Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P10721

Artikelnummer: CM0006639



Einführung

Hochwertiger Anti-CD117/c-Kit Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, ELISA. Zielt auf den menschlichen KIT-Rezeptor (P10721) ab, der eine Schlüsselrolle beim Zellüberleben, der Hämatopoese, der Stammzellerhaltung und der Melanogenese spielt. Ideal für Krebs- und Stammzellenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD117/c-Kit Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3815
GenID	3815
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-520 des menschlichen c-Kit (NP_000213.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel