

Anti-Cd117/C-Kit Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P05532

Artikelnummer: CM0006661



Einführung

CD117/c-Kit Kaninchen mAb validiert für WB, FC, ELISA. Reagiert spezifisch mit Maus. Wichtiges Werkzeug für Hämatopoese-, Stammzellen- und Melanomstudien. SWISS: P05532.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD117/c-Kit Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3815
GeneID	16590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-523 von Maus CD117/c-Kit (NP_001116205.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	109KDa/22KDa
Versand	Eisbeutel