

Anti-Cd119 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P15261

Artikelnummer: CM0021176

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Maus CD119 (Interferon-Gamma-Rezeptor 1). Validiert für Western Blot und ELISA, detektiert einen 52 kDa Membranrezeptor, der für die antimikrobielle und antitumorale Immunität essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD119 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Spezies	Maus
Gen-ID	15979
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-250 von Maus CD119 enthält. (NP_034641.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15261
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel