


Anti-Cd11A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc - P20701

Artikelnummer: CM0006320



Einführung

Anti-CD11a Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und FC beim Menschen. Erkennt Integrin alpha-L (LFA-1), einen wichtigen Immunadhäsionsrezeptor. Ideal für Forschung in Immunologie und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3683
Gen-ID	3683
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 26-340 von humanem CD11a (NP_002200.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20701
Proteingewicht	118 kDa/129 kDa/134 kDa
Versand	Eisbeutel