

Anti-Cd11A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P24063

Artikelnummer: CM0008430

Einführung

Maus-CD11a Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Ziel ist die 128 kDa Integrin alpha-L-Kette (LFA-1), die an der Leukozytenadhäsion und Immunfunktionen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	728642
GenID	16408
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 149-340 von Maus-CD11a (NP_001240801.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P24063
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel