

Anti-Cd11A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Artikelnummer: CM0007090



Einführung

Anti-CD11a Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches CD11a (ITGAL) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Leukozytenadhäsion und Interaktionen von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; Integrin alpha-L; CD11a
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3683
Gen-ID	3683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-340 von menschlichem CD11a (NP_002200.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20701
Proteingewicht	119kDa/128kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel