

Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Artikelnummer: CM0002092



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Forschung zu Leukozytenadhäsion, Immunsynapsen und Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11a/LFA-1A/ITGAL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3683
GenID	3683
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1071-1170 von humanem CD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20701
Proteinmasse	129 kDa
Versand	Eisbeutel