

Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20701

Artikelnummer: CM0021905



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD11a/LFA-1A/ITGAL, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Immunzellinteraktionen und entzündlicher Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11a/LFA-1A/ITGAL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3683
Gen-ID	3683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-306 von humanem CD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL enthält (NP_001107852.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P20701
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel