

Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20701

Artikelnummer: CM0019341



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD11a/LFA-1A/ITGAL. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Leukozytenadhäsion und zu Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11a/LFA-1A/ITGAL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-340 des humanen CD11a/LFA-1A/ITGAL entspricht (NP_001107852.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20701
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku