


Anti-Cd11B (Itgam) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05555

Artikelnummer: CM0021310



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das CD11b/ITGAM-Integrin der Maus, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und Rattenprotein. Ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion, der Funktionen des Komplementrezeptors und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11b-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	16409
GeneID	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 143-337 des CD11b der Maus (NP_032427.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku