

Anti-Cd11B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11215

Artikelnummer: CM0006617



Einführung

CD11b Kaninchen-mAb, validiert für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Geeignet für humane Proben, der Antikörper zielt auf Integrin alpha-M (ITGAM) ab, das an Leukozytenadhäsion und angeborener Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11b Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3684
GeneID	3684
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD11b entspricht (NP_000623.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11215
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel