

Anti-Cd11C Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

Artikelnummer: CM0011092



Einführung

CD11c Rabbit PolymAb® ist ein monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Integrin alpha-X (CD11c), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Er reagiert mit Mensch und Kynomolgus-Affe und ist ideal für die Untersuchung von Monozytenadhäsion und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD11c Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD11C; SLEB6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3687
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 311-410 von menschlichem CD11c (NP_000878.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Kynomolgus-Affe
SWISS	P20702
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Eisbeutel