

Anti-CD123 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - P26952

Artikelnummer: CM0004193

Einführung

CD123 Kaninchen monoklonaler Antikörper (IL-3R α) für Anwendungen in Durchflusszytometrie und ELISA. Reagiert mit Maus-CD123; rekombinantes Immunogen entsprechend der extrazellulären Domäne. Ideal für Forschung zu hämatopoetischen Zellen und Zytokinsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD123 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CD123; SUT-1; CDw123
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3563
GeneID (Maus)	16188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-331 von Maus-CD123 (NP_032395.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26952
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel