


## Anti-Cd123/IL-3R-Alpha-Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb Und Elisa - P26951

Artikelnummer: CM0019944



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD123/IL-3RA, die ligandbindende Alpha-Untereinheit des IL-3-Rezeptors. Für WB und ELISA validiert, zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Forschung zu Hämatopoese, Leukämie-Stammzellen und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD123-Kaninchen-pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                |
| GeneID            | 3563                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-305 des humanen CD123 (NP_002174.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                  |
| SWISS             | P26951                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 43 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |