

Anti-Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P16871

Artikelnummer: CM0004717



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD127/IL-7R α , validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes und Javaneraffen-IL-7R α . Ideal für Immunologie, Immunzellentwicklung und Krankheitszielstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD127/IL-7R α mAk
Bemerkungen/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	3575
GeneID	3575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-236 von humanem CD127/IL-7R α (NP_002176.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P16871
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel