

Anti-CD127/IL7R Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P16871

Artikelnummer: CM0003543



Einführung

Rekombinanter Anti-CD127/IL7R Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA; reaktiv gegenüber menschlichem, murinem und Ratten-CD127. Ideal für Studien zur T-Zellentwicklung und Zytokinsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD127/IL7R Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3575
GenID	3575
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300–400 von menschlichem CD127/IL7R (P16871) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16871
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eispackung