

Anti-Cd127/IL7R Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P16871

Artikelnummer: CM0016320



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD127 (IL-7-Rezeptor alpha), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für immunologische Untersuchungen und Studien zur Rezeptorsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD127/IL7R Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7-R-alpha; CD127/IL7R
Spezies	Mensch
GeneID	3575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-239 des humanen CD127/IL7R (NP_002176.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16871
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku