

Anti-Cd13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P97449

Artikelnummer: CM0020002

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD13 (Aminopeptidase N), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human-, Maus-, Rattenproben. Beteiligt an Peptidverarbeitung und Angiogenese. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Spezies	Maus
GenelD	16790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-966 von Maus-CD13 (NP_032512.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P97449
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eistasche