


Anti-Cd130/Gp130 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q00560

Artikelnummer: CM0005084



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD130/gp130, validiert für die Durchflusszytometrie.

Zielmolekulargewicht 102 kDa. Geeignet für die Erforschung des IL-6-Signalwegs und Studien zu Zytokinrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD130/gp130 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3572
Gen-ID (Maus)	16195
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00560
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel