


Anti-Cd132 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P34902

Artikelnummer: CM0021940



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen Maus CD132 (IL-2RG, gammaC), validiert für WB und ELISA. Erkennt Ratten-CD132. Geeignet für Zytokin-Signalisierung und Immunforschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD132 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
Spezies	Maus
Gen-ID	16186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-263 von Maus CD132 (NP_038591.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P34902
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel