


Anti-Cd132/IL-2 R Gamma Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31785

Artikelnummer: CM0023829



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD132/IL-2 R gamma (gemeinsame Gamma-Kette). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung der Zytokinrezeptor-Signalübertragung und der primären Immundefizienz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD132/IL-2 R gamma Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
Spezies	Human
GeneID (Human)	3561
GeneID	3561
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 290-369 von humanem CD132/IL-2 R gamma (NP_000197.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P31785
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel