

Anti-Cd133 (Prom1) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - O54990

Artikelnummer: CM0005871

Einführung

CD133-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IP, IF-P, ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Detektiert ~97 kDa Prominin-1, einen wichtigen Regulator der Zelldifferenzierung und der Morphogenese von Netzhautscheiben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD133 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom11; 4932416E19Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8842
GenID	19126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-107 von Maus-CD133 (NP_001157049) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O54990
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel