

Anti-Cd134 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P47741

Artikelnummer: CM0019703

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD134/OX40, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratten. Ideal für Studien zum T-Zell-kostimulatorischen Signalweg und zur Langzeitimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD134 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txgp1; TXGP1L
Spezies	Maus
Gen-ID	22163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-211 von Maus-CD134 (NP_035789.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P47741
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel