


## Anti-Cd137 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20334

Artikelnummer: CM0007744



### Einführung

Maus CD137 (4-1BB) Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt den T-Zell-Kostimulatorischen Rezeptor TNFRSF9 zur Unterstützung der Immuno-Onkologie- und T-Zell-Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                           |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Produktname        | CD137 Kaninchen mAb                            |
| Bemerkungen/Aliase | ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040I11Rik |
| Art                | Maus                                           |
| GeneID (Mensch)    | 3604                                           |
| GeneID             | 21942                                          |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein                          |
| Quelle             | Kaninchen                                      |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                         |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                              |
| Kreuzreaktivität   | Maus                                           |
| SWISS              | P20334                                         |
| Proteinmasse       | 28 kDa                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                      |