

Anti-Cd138 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - K7Gnf5

Artikelnummer: CM0005491

Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-anti-Schwein CD138 monoklonaler Antikörper (SDC1, Syndecan-1) validiert für die Durchflusszytometrie bei Schwein. Rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal für die Untersuchung von Exosomen-Biogenese, Zell-Matrix-Wechselwirkungen und Zahnentwicklung. 32 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Schwein CD138 mAk
Bemerkungen/Aliaße	SDC1, Syndecan-1
Spezies	Schwein
GenelD (Mensch)	6382
GenelD	100519770
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
SWISS	K7GNF5
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel