

Anti-Cd138/Syndecan-1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Ihc-P, Elisa - P18827

Artikelnummer: CM0007267



Einführung

Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt menschliches CD138/Syndecan-1, ein Oberflächenproteoglykan. Geeignet für IHC-P- und ELISA-Anwendungen in der Forschung und diagnostischen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD138/Syndecan-1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan; CD138/Syndecan-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6382
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem CD138/Syndecan-1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18827
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel