

Anti-Cd138/Syndecan-1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P18827

Artikelnummer: CM0009802



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD138/Syndecan-1 (SWISS: P18827), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die IVD-Forschung und die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD138/Syndecan-1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan; CD138/Syndecan-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6382
Gen-ID	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-254 von humanem Syndecan 1 (P18827) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18827
Proteingröße	32kDa
Versand	Kühltasche