

Anti-Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15144

Artikelnummer: CM0004751



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD13/ANPEP, speziell für Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen entwickelt. Das Immunogen umfasst Aminosäuren 69-967. Nützlich für die Immunologie- und Virologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD13/ANPEP mAb
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Spezies	Human
GeneID (Human)	290
GeneID	290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 69-967 von humanem CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15144
Protein-Gewicht	110kDa
Versand	Eistüte