

Anti-Cd13/Anpep-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P15144

Artikelnummer: CM0007994



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD13/ANPEP (P15144), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf eine Aminopeptidase mit breiter Spezifität, die an der Peptidverdauung, Angiogenese und dem Viruseintritt beteiligt ist. Ideal für Immunphänotypisierung und Funktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD13/ANPEP-mAk
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	290
GeneID	290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 69-967 des humanen CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15144
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Kühlakku