

Anti-Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15144

Artikelnummer: CM0003107



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD13/ANPEP gerichtet ist und für WB-, IF-P-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen validiert ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Funktion der Aminopeptidase N und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD13/ANPEP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	290
Gen-ID	290
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem CD13/ANPEP (P15144) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15144
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel