

Anti-Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P15144

Artikelnummer: CM0003503



Einführung

CD13/ANPEP Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, FC, ELISA; Immunogen rekombinantes humanes CD13 (AA 69-967); 110 kDa; für Diagnostik- und Forschungszwecke gegen Aminopeptidase N.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD13/ANPEP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	290
GenID	290
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-967 von humanem CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15144
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel