

Anti-Cd13/Anpep Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15144

Artikelnummer: CM0030363



Einführung

CD13/ANPEP Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen Aminopeptidase N. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Proteinverdauung, Angiogenese und Mechanismen viraler Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD13/ANPEP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	290
GenID	290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 668-967 des menschlichen CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15144
Proteinmasse	110kDa
Versand	Eisbeutel