


Anti-Cd14 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Ihc, Elisa - P08571

Artikelnummer: CM0003506



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD14, geeignet für Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Ein wichtiges Werkzeug zum Studium der angeborenen Immunität, LPS-Signalgebung und der Biologie von Monozyten/Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Human
GeneID	929
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem CD14 (P08571) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08571
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel