


Anti-Cd14-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P10810

Artikelnummer: CM0009848



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD14, validiert für WB, FC und ELISA. Reagiert mit Mausproben und erkennt ein Protein von etwa 39 kDa. Geeignet für Studien zur angeborenen Immunität und zur LPS-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD14-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	929
Gen-ID (Maus)	12475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-345 des Maus-CD14 (NP_033971.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10810
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku